

Maria

grūtniecības testi

Точность свыше **99%!**

На ранних сроках беременности оплодотворённая яйцеклетка вырабатывает особый гормон HCG (хорионический гонадотропин человека), который, попадая в мочу, является индикатором беременности. С помощью тестов Maria беременность можно определить на очень ранней стадии – примерно через 10 дней после возможного оплодотворения. Используя тест Мариа, результат можно получить в течение 3–10 минут.



Maria Plus – это прямоугольная пластинка с отверстием. С помощью пипетки в отверстие надо закапать 3 капли мочи. Жидкость достигает реагента, и начинается химическая реакция. С левой стороны в окошке можно читать результат.

[Инструкция >>](#)



Maria Strip – это особая, пропитанная реагентом полоска, которую надо опустить в мочу для получения результата. После окончания химической реакции в окошке появятся одна или две красные линии – это и будет результат.

[Инструкция >>](#)



Maria Ultra – это стаканчик со встроенной тестовой пластиной. Необходимо только собрать мочу в стаканчик – результат покажется на его боковой грани.

[Инструкция >>](#)